

科名 血液内科
 対象疾患名 幹細胞採取
 プロトコール名 Harvest-VP16

Rp	形態	ルート	薬剤名	投与量	時刻・コメント	1	2	3
1	CV	側管	プロイメンド 生食	150mg 100ml	30分かけて	↓		
2	CV	側管	グラニセロンバッグ	1mg	30分かけて	↓	↓	↓
3	CV	側管	エトポシド	500mg/m ²	3～6時間かけて シリンジで調製	↓	↓	↓

～MEMO～

- ・催吐レベル4(90%以上)
- ・エトポシド原液をシリンジポンプで投与するが、基剤によるルートの溶出に注意。
- ・PVCフリーのルートを使用する
- ・十分な補液を行う